

●内視鏡洗淨消毒装置

検査後は内視鏡に粘液や血液が付着しています。内視鏡は繰り返し使用するため、検査後に確実な洗淨を行い、粘液や血液を除去する必要があります。内視鏡を介してピロリ菌やウイルスなどが感染しないように、検査が終了するたびに毎回洗淨、消毒を行い、いつも清潔な検査を心がけています。内視鏡の洗淨・消毒は日本消化器内視鏡学会のガイドラインにそって行っています。



当院では安定した高い消毒力を持つオゾン水を用いた I H I 社製内視鏡洗淨消毒装置を使用しています。